

Adaptadores

Descripción General

23.2 MM ADAPTADORES MONTURA C

Aptos para tubos de fotografía Ø 23.2 mm

- EDC-1324** Adaptador montura C con lente de 0,45x para cámaras de 1/2"
- EDC-1353** Adaptador montura C con lente 0,37x, de tamaño corto* y longitud focal fija. Para cámaras de 1/3"
- EDC-1355** Adaptador montura C con lente de 0,5x, de tamaño corto* y longitud focal fija. Para cámaras de 1/2"
- EDC-1357** Adaptador montura C con lente de 0,75x, de tamaño corto* y longitud focal fija. Para cámaras de 2/3"
- EDC-1359** Adaptador montura C con lente de 1x, de tamaño corto* y longitud focal fija para tubos de Ø 23,2 mm y cámaras de 1". (no hay imagen disponible)

- EDC-1330** Anillo conversor de tubos de Ø 30 mm a Ø 23,2 mm
- EDC-1335** Anillo conversor de tubos de Ø 30,5 mm a Ø 23,2 mm



* Para un mejor rendimiento lumínico

MODELOS	Cámaras de 1/3"	Cámaras de 1/2"	Cámaras de 2/3"	Cámaras de 1"
EDC-1324		Objetivo 0,45x		
EDC-1353	Objetivo 0,37x, tamaño corto			
EDC-1355		Objetivo 0,5x, tamaño corto		
EDC-1357			Objetivo 0,75x tamaño corto	
EDC-1359				Objetivo 1x tamaño corto

Apropiado para BioBlue, BioBlue.Lab, bScope, EcoBlue, iScope, MicroBlue y la serie ZE Delph-X Observer*, NexiusZoom* y StereoBlue* Oxion* y Oxion Inverso* (todas las versiones de Oxion necesitan un adaptador adicional EAE-5120-2 23,2) Serie DZ (necesita el modulo para foto DZ.9005) Serie AP**, Serie BE**, Series EduBlue** y P**

* Para estos modelos, también hay adaptadores específicos y disponibles para tubo trinocular
 ** Éstos modelos binoculares, necesitan un adaptador extra: EDC-1335

ADPATADORES PARA CÁMARAS DIGITALES SLR

Las cámaras Reflex digitales con sensor APS-C pueden acoplarse al puerto trinocular de tubo de Ø 23,2 mm. Para ello, necesitará el adaptador universal EDC-5130 con lente de 2x y el anillo T2 de la marca correspondiente a su cámara

- EAE-5130** Adaptador universal de cámara SLR con lente de 2x para tubos de Ø 23,2 mm. Precisa del anillo T2
- EAE-5025** Anillo T2 para cámaras SLR digital Nikon D
- EAE-5040** Anillo T2 para cámaras SLR digital Canon EOS



Podemos suministrar anillos T2 para otras marcas bajo pedido

ADAPTADORES PARA TUBO TRINOCULAR

Los adaptadores para tubo trinocular funcionan de manera similar a los adaptadores de montura C, pero tienen un diseño más corto y son de mayor calidad, lo que da como resultado imágenes excelentes

Aptos para modelos Euromex con puerto trinocular como Oxion, NexiusZoom, StereoBlue, Delphi-X Observer y Delphi-X Inverso



● EAE-5120-2

EAE-5120-2 Tubo estándar de Ø 23,2 mm para Oxion trinocular

EDI-9840 Montura C de alta resolución con lente 0,4x para cámaras de rosca C y sensor de 1/3". (no hay imagen disponible)

EDI-9850 Montura C de alta resolución con lente 0,5x para cámaras de rosca C y sensor de 1/2". (no hay imagen disponible)

EDI-9810 Montura C con lente 1x para cámaras de rosca C. (no hay imagen disponible)

EDX-9835 Montura C de alta resolución con regulador y lente 0,35x para cámaras de rosca C y sensor de 1/3"

EDX-9850 Montura C de alta resolución con regulador y lente 0,50x para cámaras de rosca C y sensor de 1/2"

EDX-9863 Montura C de alta resolución con regulador y lente 0,63x para cámaras de rosca C y sensor de 2/3"

EDX-9810 Montura C con lente de 1x para cámaras de rosca C

ENZ-9850 Adaptador montura C con lente 0,5x para NexiusZoom y cámaras con sensor de 1/2"

EOX-9810 Adaptador montura C con lente 1x para cámaras de 1"

EOX-9833 Adaptador montura C con lente 0,33x para Oxion y cámaras con sensor de 1/3"

EOX-9850 Adaptador montura C con lente 0,5x para Oxion y Oxion Inverso cámaras con sensor de 1/2"

ESB-9850 Adaptador montura C con lente 0,5x para StereoBlue y cámaras con sensor de 1/2"



● EDX-9835

● EDX-9850

● EDX-9863

● EDX-9810



● ENZ-9850

● EOX-9810

● EOX-9833

● EOX-9850



● ESB-9850

MODELOS	Cámara 1/3"	Cámara 1/2"	Cámara 2/3"	Cámara 1"
StereoBlue		ESB-9850		
NexiusZoom		ENZ-9850		
Oxion	EOX-9833	EOX-9850		EOX-9810
Delphi-X Observer	EDX-9835	EDX-9850	EDX-9863	EDX-9810
Delphi-X Inverso	EDI-9840	EDI-9850		EDI-9810

ADAPTADORES PARA OTRAS MARCAS DE MICROSCOPIOS


MODELOS	Cámara 1/3"	Cámara 1/2"	Cámara 2/3"	Cámara 1"
Leica⁽¹⁾	EAE-9835-L (0.35x)	EAE-9855-L (0.55x)	EAE-9870-L (0.70x)	EAE-9810-L (1x) EAE-9812-L (1.2x)
Olympus⁽²⁾	EAE-9835-O (0.35x)	EAE-9850-O (0.50x)	EAE-9863-O (0.63x) EAE-9880-O (0.80x)	EAE-9810-O (1x) EAE-9812-O (1.2x)
Zeiss⁽³⁾	EAE-9835-Z (0.35x)	EAE-9850-Z (0.50x)	EAE-9865-Z (0.65x)	EAE-9810-Z (1x) EAE-9812-Z (1.2x)
Zeiss ZA⁽⁴⁾	--	EAE-9850-ZA (0.50x)	EAE-9863-ZA (0.63x) EAE-9880-ZA (0.80x)	EAE-9810-ZA (1x) EAE-9812-ZA (1.2x)
Nikon⁽⁵⁾	EAE-9835-N (0.35x)	EAE-9855-N (0.55x)	EAE-9870-N (0.70x) EAE-9880-N (0.80x)	EAE-9810-N (1x) EAE-9812-N (1.2x)

⁽¹⁾ Montura C para Leica DM, 35 mm a 25.4 mm, acero inoxidable

⁽²⁾ Montura C para Olympus CX, CX2, BX, BX2, IX, MX, GX, SZX, STM, 42 mm a 25.4mm, aluminio anodizado

⁽³⁾ Montura C para Zeiss PrimoStar, PrimoStar Vert, 30 mm a 25.4 mm, aluminio anodizado

⁽⁴⁾ Zeiss 60N-C, 60N-T2 puertos fotográficos para Axio examiner, Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Scope, Axio Zoom, Stemy 508 y SteREO Discovery

⁽⁵⁾ Montura C para Nikon serie E100, E200, 50i, 55i, 80i, 90i, Ni, seris Ti, SMZ800, SMZ1000, SMZ15000, 38 mm a 25.4mm, acero inoxidable

